

# SP 2.0

TONIFICA TU MUSCULATURA, DEFINE TU CUERPO,  
TE AYUDA A RELAJAR Y RECUPERAR MÁS RÁPIDO

Con todas las características básicas de la estimulación muscular y tecnología MI, SP 2.0 es el compañero ideal para deportistas que practican su actividad deportiva 1 ó 2 veces por semana.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tecnología "con cables"
- 20 Programas
- 4 Categorías de programas: PREPARACIÓN FÍSICA, ANTI-DOLOR, RECUPERACIÓN-MASAJE, FITNESS
- Tecnología MI (MI-Scan)
- 4 canales de estimulación
- Batería recargable
- Potencia 120mA, 150Hz, 400µs
- Colocación de los electrodos visible en la pantalla
- GARANTÍA 2 años + 1 adicional (al inscribirse en la web de Compex)

## TECNOLOGÍA MI "Músculo Inteligente"

**MI-SCAN** Escanea el músculo y automáticamente ajusta los parámetros del electroestimulador a tu fisiología.

## PROGRAMAS

### PREPARACIÓN FÍSICA

- Resistencia** Para mejorar el rendimiento en deportes de resistencia
- Fuerza resistencia** Para mejorar la capacidad de proporcionar un esfuerzo sostenido
- Fuerza** Para aumentar la fuerza máxima
- Fuerza explosiva** Para mejorar la explosividad
- Musculación** Para aumentar el tono y volumen muscular
- Calentamiento** Para preparar la musculatura antes de una competición
- Capilarización** Para incrementar el flujo sanguíneo

### ANTI-DOLOR

- Anti-Dolor Tens** Para aliviar todo tipo de dolor localizado
- Descontracturante** Para disminuir la tensión muscular
- Dolor muscular** Para crear acciones analgésicas con el fin de bloquear el dolor
- Dolor lumbar** Para reducir los dolores en la espalda
- Piernas pesadas** Para aliviar la sensación de pesadez en las piernas
- Prevención calambres** Para prevenir calambres

### FITNESS

- Reafirmar brazos** Para obtener firmeza muscular
- Tonificar muslos** Para dar tono muscular a los muslos
- Fortalecer abdomen** Para obtener una cintura más esbelta
- Esculpir glúteos** Para definir los glúteos

### RECUPERACIÓN / MASAJE

- Masaje relajante** Para crear un efecto relajante
- Recuperación entrenamiento** Para recuperarse tras un esfuerzo físico
- Disminución agujetas** Para reducir la duración y la intensidad del dolor muscular

## CONTENIDO DEL KIT

- Estimulador
- Set de 4 cables Snap
- Cable MI-Sensor
- Cargador
- 4 electrodos snap 5x10 cm
- 8 electrodos snap 5x5 cm
- Bolsa de transporte
- Manual de instrucciones

